



国产保健食品备案凭证

产品名称	HPSON® 多种维生素矿物质片
备案人	南宁富莱欣生物科技有限公司
备案人地址	南宁市高新区科园西十路十九号
备案结论	按照《中华人民共和国食品安全法》《保健食品注册与备案管理办法》等法律、规章的规定，予以备案。
备案号	食健备G201845001016
附件	1 产品说明书；2 产品技术要求
备注	2020-11-10：产品名称由“HPSON®多种维生素矿物质片”变更为“夏威夷®多种维生素矿物质片”。 2022-05-30：“原辅料质量要求”中，羧甲基淀粉钠：“应符合GB 29937 《食品安全国家标准 食品添加剂 羧甲基淀粉钠》的规定”变更为“应符合现行《中华人民共和国药典》羧甲淀粉钠的规定”。

2018年08月31日





附件1

保健食品产品说明书

食健备G201845001016

HPSON[®] 多种维生素矿物质片

【原料】 碳酸钙, 碳酸镁, 硫酸锰, 葡萄糖酸亚铁, 葡萄糖酸锌, 亚硒酸钠, 硫酸铜, 醋酸视黄酯, 维生素D3, 盐酸硫胺素, 核黄素, 盐酸吡哆醇, 烟酰胺, 叶酸, D-泛酸钙

【辅料】 微晶纤维素, 麦芽糊精, 可可粉, 羧甲基淀粉钠, 聚乙烯吡咯烷酮, 硬脂酸镁, 白砂糖, 食用玉米淀粉, 阿拉伯胶, 纯化水, 辛, 癸酸甘油酯, d1- α -生育酚, 磷酸三钙, 包衣预混剂(羟丙基甲基纤维素, 聚维酮K30, 二氧化钛, 聚乙二醇4000, 甘油, 滑石粉, 可可壳色)

【功效成分及含量】 每片含: 钙 167.0mg 镁 47.0mg 锰 0.9mg 铁 3.8mg 锌 2.2mg 硒 16.0 μ g 铜 0.2mg 维生素A 221.0 μ g 维生素D₃ 2.3 μ g 维生素B₁ 0.38mg 维生素B₂ 0.43mg 维生素B₆ 0.32mg 烟酰胺 3.4mg 叶酸 110.0 μ g 泛酸 1.5mg

【适宜人群】 需要补充多种维生素矿物质的 14-17 岁人群及成人、孕妇、乳母

【不适宜人群】 6 岁以下人群

【保健功能】 补充多种维生素矿物质

【食用量及食用方法】 每日 1 次, 每次 2 片, 食用方法: 吞食, 也可分次食用

【规格】 1 g/片

【贮藏方法】 密封, 置常温干燥处

【保质期】 24个月

【注意事项】 本品不能代替药物。适宜人群外的人群不推荐食用本产品。不宜超过推荐量或与同类营养素同时食用;高硒地区人群不宜食用





附件2

保健食品产品技术要求

食健备G201845001016

HPSON[®] 多种维生素矿物质片

【原料】碳酸钙, 碳酸镁, 硫酸锰, 葡萄糖酸亚铁, 葡萄糖酸锌, 亚硒酸钠, 硫酸铜, 醋酸视黄酯, 维生素D3, 盐酸硫胺素, 核黄素, 盐酸吡哆醇, 烟酰胺, 叶酸, D-泛酸钙

【辅料】微晶纤维素, 麦芽糊精, 可可粉, 羧甲基淀粉钠, 聚乙烯吡咯烷酮, 硬脂酸镁, 白砂糖, 食用玉米淀粉, 阿拉伯胶, 纯化水, 辛, 癸酸甘油酯, dl- α -生育酚, 磷酸三钙, 包衣预混剂(羟丙基甲基纤维素, 聚维酮K30, 二氧化钛, 聚乙二醇4000, 甘油, 滑石粉, 可可壳色)

【生产工艺】本品经混合、制粒、压片、包衣、包装等主要工艺加工制成。

【直接接触产品包装材料的种类、名称及标准】

塑料瓶应符合《食品包装用塑料瓶》(Q/CGSY 1)或《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》(GB 4806.7); 聚乙烯瓶应符合《口服固体药用高密度聚乙烯瓶》(YBB 00122002); 铝箔应符合《药用铝箔》(YBB00152002); 聚氯乙烯固体药用硬片应符合《聚氯乙烯固体药用硬片》(YBB00212005)。

【感官要求】应符合表1的规定。

表 1 感官要求

项 目	指 标
色 泽	包衣呈灰色至灰褐色, 片芯呈褐色, 可有散在的着色点
滋味、气味	具本品特有的滋味、气味, 无异味
状 态	片剂, 无正常视力可见外来异物

【鉴别】

无。本品已将原料对应的控制项目作为功效成分进行检测, 故未设定鉴别项。

【理化指标】应符合表2的规定。

表2 理化指标

项 目	指 标	检测方法
-----	-----	------





铅（以 Pb计），mg/kg	≤2.0	GB 5009.12
总砷（以 As计），mg/kg	≤1.0	GB 5009.11
总汞（以 Hg计），mg/kg	≤0.3	GB 5009.17
水分，%	≤9	GB 5009.3
灰分，%	≤80	GB 5009.4
崩解时限，min	≤60	《中华人民共和国药典》

【微生物指标】应符合表3的规定。

表3 微生物指标

项 目	指 标	检测方法
菌落总数，CFU/g	≤30000	GB 4789.2
大肠菌群，MPN/g	≤0.92	GB 4789.3 MPN 计数法
霉菌和酵母，CFU/g	≤50	GB 4789.15
金黄色葡萄球菌	≤0/25g	GB 4789.10
沙门氏菌	≤0/25g	GB 4789.4

【功效成分或标志性成分指标】应符合表4的规定。

表4 功效成分或标志性成分指标

项 目	指 标	检测方法
每片含 钙（以Ca计）	125.25-208.75 mg	GB 5009.92 第二法
每片含 镁（以Mg计）	35.25-58.75 mg	GB 5009.241 第一法
每片含 锰（以Mn计）	0.675-1.125 mg	GB 5009.242 第一法
每片含 铁（以Fe计）	2.85-4.75 mg	GB 5009.90 第一法
每片含 锌（以Zn计）	1.65-2.75 mg	GB 5009.14 第一法
每片含 硒（以Se计）	12-20 μg	GB 5009.93 第一法
每片含 铜（以Cu计）	0.15-0.25 mg	GB 5009.13 第二法
每片含 维生素A（以视黄醇计）	176.8-397.8 μg	1 维生素A的测定
每片含 维生素D ₃ （以胆钙化醇计）	1.84-4.14 μg	2 维生素D ₃ 的测定





每片含 维生素B ₁ （以硫胺素计）	0.304-0.684 mg	3 维生素B ₁ 、维生素B ₆ 、烟酰胺的测定
每片含 维生素B ₂ （以核黄素计）	0.344-0.774 mg	4 维生素B ₂ 的测定
每片含 维生素B ₆ （以吡哆醇计）	0.256-0.576 mg	3 维生素B ₁ 、维生素B ₆ 、烟酰胺的测定
每片含 烟酰胺（以烟酰胺计）	2.72-6.12 mg	3 维生素B ₁ 、维生素B ₆ 、烟酰胺的测定
每片含 叶酸（以叶酸计）	88-198 μg	5 叶酸的测定
每片含 泛酸（以泛酸计）	1.2-2.7 mg	6 泛酸的测定

1 维生素A的测定

原理：样品经溶解、稀释、过滤后，用高效液相色谱仪测定，根据色谱峰的保留时间定性，以峰面积外标法定量。

1.1 试剂

所有试剂，如未注明规格，均指分析纯；所有实验用水，如未注明其他要求，均指三级水。

1.1.1 甲醇：色谱纯。

1.1.2 无水乙醇：分析纯。

1.1.3 Alcalase 酶制剂：Alcalase 2.0 TX(Novo Nordic)或性能相当的酶。

1.1.4 视黄醇醋酸酯标准品

1.1.5 视黄醇醋酸酯标准溶液：准确称量9.4mg左右视黄醇醋酸酯标准品，置于25ml容量瓶中，用无水乙醇溶解、定容，准确吸取1ml于25ml容量瓶，以无水乙醇稀释定容至刻度。使用前稀释f倍后在325nm处测定吸光度值A，计算准确浓度。

$$C(\text{mg/ml}) = \frac{A \times 1000 \times f}{E \times 100}$$

计算公式：E值：1530

1.2 仪器与设备

1.2.1 高效液相色谱仪。

1.2.2 具波长可调功能的紫外检测器。

1.2.3 Welch XB-C8 色谱柱，250mm×4.6mm，5 μm

1.3 操作步骤

1.3.1 样品处理

取20片以上片剂试样，研磨，混匀，称取1.0g均匀试样（取样量按视黄醇醋酸酯含量而定），置于50ml容量瓶中，加3~5ml水湿润，再加200mg Alcalase酶制剂，于60℃~65℃超声20分钟，再加15ml无水乙醇于60℃~65℃超声15分钟，取出冷却，加无水乙醇定容至刻度，摇匀。混匀后经0.45 μm滤膜后进行色谱分析。

1.3.2 样品测定

1.3.2.1 色谱条件

流动相：水：甲醇=5:95

流速：1.0mL/min

检测波长：波长325nm

柱温：35℃

1.3.2.2 样品测定

分别取10 μl视黄醇醋酸酯标准溶液和试样溶液，注入于高效液相色谱仪，测定，以保留时间定性，以峰面积定量。

1.3.3 分析结果的表述





$$X = \frac{A_1 \times C \times V}{A_2 \times m} \times 0.872$$

式中：X——试样中视黄醇的含量，mg/g

A₁——试样峰面积

C——标准溶液浓度，mg/ml

V——试样定容体积，ml

A₂——标准溶液峰面积

m——试样质量，g

0.872——视黄醇醋酸酯转化为视黄醇的换算系数

2 维生素D₃的测定

2.1 样品处理：准确称取2g均匀试样于25ml容量瓶，加300mg碱性蛋白酶，5ml 0.02%氨水，65℃超声水浴处理20min，再加15ml无水乙醇室温超声5min，冷却后，无水乙醇定容至刻度，精密吸取10ml上清液于预先加有10.00ml正己烷、5.00ml水的试管中，混匀，离心，取上层（正己烷层）5.00ml，于40℃±2℃的氮吹仪上吹干，准确加入1ml正己烷，摇匀，待净化。（浓缩倍数f₁=5）。

2.2 净化：取约0.5ml维生素D₃标准贮备液于10ml具塞试管中，在40℃±2℃的氮吹仪上吹干，残渣用5ml正己烷振荡溶解。取该溶液50ul注入液相色谱仪中测定，确定维生素D保留时间。然后将90ul净化液注入液相色谱仪中，根据维生素D₃标准溶液保留时间收集维生素D₃馏分于试管中。并于40℃±2℃氮吹仪中吹干，取出准确加入450ul甲醇（稀释倍数f₂=5），残渣振荡溶解，即为维生素D₃测定液。

2.3 余同GB5009.82《食品安全国家标准 食品中维生素A、D、E的测定》规定的方法。

3 维生素B₁、维生素B₆、烟酰胺的测定

3.1 样品处理：取20片以上片剂试样，研磨，混匀，准确称取试样1.0g于50mL量瓶中，加5mL 1%磷酸溶液超声提取30min，取出冷却，用水定容至刻度，混匀后经0.45 μm滤膜后进行色谱分析。

3.2 余同GB/T 5009.197-2003《保健食品中盐酸硫胺素、盐酸吡哆醇、烟酸、烟酰胺和咖啡因的测定》规定的方法。

4 维生素B₂的测定

4.1 样品处理：取20片以上片剂试样，研磨，混匀，准确称取0.50g，置于100mL容量瓶中，加30mL 1 mol/L盐酸（90→1000），充分摇匀，热水超声30min，冷却后，用水定容至刻度，摇匀。若样品浓度过高，则需稀释，稀释倍数视维生素B₂含量而定。

4.2 余同GB 5009.85-2016《食品安全国家标准 食品中维生素B₂的测定》规定的方法。

5 叶酸的测定

5.1 样品处理：取20片以上片剂试样，研磨，混匀，准确称取2.0g试样于50mL容量瓶中，加5ml 5%的氨水于热水浴（70~80℃）超声提取30分钟，取出冷却，加水定容至刻度，混匀经0.45 μm滤膜后进行色谱分析。

5.2 余同《中国药典》2015年版叶酸片“含量测定”项下规定的方法。

6 泛酸的测定

6.1 原理：样品中的泛酸钙用水提取，用HPLC分离，相对保留时间定性，峰面积定量。

6.2 仪器

6.2.1 高效液相色谱仪：附紫外检测器、色谱工作站

6.2.2 超声震荡器

6.3 试剂

除另有说明外，所用的试剂均为分析纯：水为去离子水或同等纯度的水。

6.3.1 硫酸锌溶液（15g/L）：称取硫酸锌3g，加水溶解并定容至200mL。

6.3.2 泛酸钙标准溶液：准确称取8.0mg泛酸钙标准品，置于25mL容量瓶中，加水溶解并定容至刻度，准确吸取1ml于10ml容量瓶，以水稀释定容至刻度。





- 6.3.3 乙腈：色谱纯。
- 6.3.4 磷酸：分析纯。
- 6.3.5 磷酸二氢钾：分析纯。
- 6.4样品处理：取20片以上片剂试样，研磨，混匀，准确称取试样1.0g(取样量按泛酸钙含量而定)，置于50mL容量瓶中，加适量水超声提取30分钟，取出冷却，加15g/L硫酸锌溶液5mL，充分混匀后，加水定容至刻度，混匀经0.45 μm滤膜后进行色谱分析。
- 6.5样品测定：在下述仪器条件下，分别吸取标准溶液和试样净化液10 μL，进样测定，以相对保留时间定性，峰面积定量。
- 6.6仪器条件
- 6.6.1 色谱柱：ODS柱色谱柱，250mm×4.6mm，5 μm
- 6.6.2 流动相：0.02mol/L的磷酸二氢钾:乙腈=92:8（用磷酸将pH值准确定位到3.0）
- 6.6.3 流速：1mL/min
- 6.6.4 检测波长：210nm
- 6.7结果计算
- $$X = \frac{A_1 \times C \times V}{A_2 \times m} \times 0.92$$
- 式中：X——试样中泛酸的含量，mg/g
A₁——试样峰面积
C——标准溶液浓度，mg/ml
V——试样定容体积，ml
A₂——标准溶液峰面积
m——试样质量，g
0.92——泛酸钙转化为泛酸的换算系数

【重量差异指标】

应符合《中华人民共和国药典》中“制剂通则”项下片剂的规定。

【原辅料质量要求】

- 1、碳酸钙：应符合GB 1886.214 《食品安全国家标准 食品添加剂 碳酸钙（包括轻质和重质碳酸钙）》的规定
- 2、碳酸镁：应符合GB 25587 《食品安全国家标准 食品添加剂 碳酸镁》的规定
- 3、硫酸锰：应符合GB 29208 《食品安全国家标准 食品添加剂 硫酸锰》的规定
- 4、葡萄糖酸亚铁：应符合GB 1903.10 《食品安全国家标准 食品营养强化剂 葡萄糖酸亚铁》的规定
- 5、葡萄糖酸锌：应符合GB 8820 《食品安全国家标准 食品添加剂 葡萄糖酸锌》的规定
- 6、亚硒酸钠：应符合GB 1903.9 《食品安全国家标准 食品营养强化剂 亚硒酸钠》的规定
- 7、硫酸铜：应符合GB 29210 《食品安全国家标准 食品添加剂 硫酸铜》的规定
- 8、醋酸视黄酯：应符合GB 14750 《食品安全国家标准 食品添加剂 维生素A》的规定
- 9、维生素D3：应符合《中华人民共和国药典》中维生素D3的规定
- 10、盐酸硫胺素：应符合GB 14751 《食品安全国家标准 食品添加剂 维生素B1（盐酸硫胺）》的规定
- 11、核黄素：应符合GB 14752 《食品安全国家标准 食品添加剂 维生素B2（核黄素）》的规定
- 12、盐酸吡哆醇：应符合GB 14753 《食品安全国家标准 食品添加剂 维生素B6（盐酸吡哆醇）》的规定
- 13、烟酰胺：应符合中国药典《烟酰胺》的规定
- 14、叶酸：应符合GB 15570 《食品安全国家标准 食品添加剂 叶酸》的规定





- 15、D-泛酸钙：应符合《中华人民共和国药典》中泛酸钙的规定
- 16、微晶纤维素：应符合GB 1886.103 《食品安全国家标准 食品添加剂 微晶纤维素》的规定
- 17、麦芽糊精：应符合GB/T 20884 《麦芽糊精》的规定
- 18、可可粉：应符合GB/T 20706 《可可粉》的规定
- 19、羧甲基淀粉钠：应符合GB 29937 《食品安全国家标准 食品添加剂 羧甲基淀粉钠》的规定
- 20、聚乙烯吡咯烷酮：应符合进口药品注册标准JF150007 聚乙烯吡咯烷酮（VA64）的规定
- 21、硬脂酸镁：应符合GB 1886.91 《食品安全国家标准 食品添加剂 硬脂酸镁》的规定
- 22、羟丙基甲基纤维素：应符合GB 1886.109 《食品安全国家标准 食品添加剂 羟丙基甲基纤维素（HPMC）》的规定
- 23、聚维酮K30：应符合《中华人民共和国药典》2015年版四部的规定
- 24、二氧化钛：应符合GB 25577 《食品安全国家标准 食品添加剂 二氧化钛》的规定
- 25、聚乙二醇4000：应符合《中华人民共和国药典》2015年版四部的规定
- 26、甘油：应符合GB 29950 《食品安全国家标准 食品添加剂 甘油》的规定
- 27、滑石粉：应符合GB 1886.246 《食品安全国家标准 食品添加剂 滑石粉》的规定
- 28、可可壳色：应符合GB 1886.30 《食品安全国家标准 食品添加剂 可可壳色》的规定
- 29、白砂糖：应符合GB 13104 《食品安全国家标准 食糖》的规定
- 30、食用玉米淀粉：应符合GB/T 8885 《食用玉米淀粉》的规定
- 31、阿拉伯胶：应符合GB 29949 《食品安全国家标准 食品添加剂 阿拉伯胶》的规定
- 32、纯化水：应符合《中华人民共和国药典》2015年版四部的规定
- 33、辛, 癸酸甘油酯：应符合GB 28302 《食品安全国家标准 食品添加剂 辛, 癸酸甘油酯》的规定
- 34、dl- α -生育酚：应符合GB 29942 《食品安全国家标准 食品添加剂 维生素E（dl- α -生育酚）》的规定
- 35、磷酸三钙：应符合GB 25558 《食品安全国家标准 食品添加剂 磷酸三钙》的规定

【预混料】

表1.1、预混（维生素预混料：维生素A醋酸酯粉、维生素D3粉、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、麦芽糊精）

项 目	指标
感官要求	浅黄色至橙黄色颗粒
制法	经混合工艺制得
维生素B2, ug/g	9175-13750
维生素B6（以盐酸吡哆醇计）， ug/g	9072-13608
维生素A（以视黄醇计）， ug/g	4986-7250
泛酸, ug/g	32632-48750
维生素B1（以硫胺素计）， ug/g	7893-12000
菌落总数, CFU/g	≤30000
大肠菌群, MPN/g	≤0.92





霉菌、酵母，CFU/g	≤50
烟酰胺，ug/g	73640-110460
叶酸，ug/g	3163-4875
维生素D3，ug/g	54-82.5

表1.2、预混（矿物质预混料：硫酸锰、葡萄糖酸亚铁、葡萄糖酸锌、亚硒酸钠、硫酸铜、麦芽糊精）

项 目	指标
感官要求	黄绿色颗粒
制法	经混合、包装工艺制得
铁（以Fe计），mg/g	43.4-65.2
锰（以Mn计），μg/g	10286-15429
锌（以Zn计），mg/g	25.1-37.7
硒（以Se计），μg/g	188-283
铜（以Cu计），μg/g	2286-3430
菌落总数，CFU/g	≤30000
大肠菌群，MPN/g	≤0.92
霉菌、酵母，CFU/g	≤50

【包埋、微囊化】

表2.1、包埋（维生素A醋酸酯粉：醋酸视黄酯、食用玉米淀粉、dl-α-生育酚、阿拉伯胶、白砂糖、磷酸三钙、纯化水）

项 目	指标
感官要求	白色至淡黄色粉末
维生素A含量	≥3%
制法	本品经混合、乳化、喷雾干燥等工艺制成

表2.2、包埋（维生素D3粉：胆钙化醇、食用玉米淀粉、dl-α-生育酚、阿拉伯胶、白砂糖、磷酸三钙、纯化水、辛,癸酸甘油酯）

项 目	指标
感官要求	白色至淡黄色粉末





制法	本品经混合、乳化、喷雾干燥等工艺制成
胆钙化醇含量	$\geq 0.25\%$

【包衣预混剂】

表3、包衣预混剂

项 目	指标
感官要求	本品为灰色粉末
可可壳色	$\leq 2.5\text{g/kg}$
制法	本品经混合、包装工艺制得。

